

DANH MỤC SỐ LƯỢNG

MUA THUỐC VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT NĂM 2025 CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN

LONG AN

STT	Tên Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Mô tả HH và tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng keo vải (Urgosyval)	Băng keo lụa cuộn 2,5cm x 5m không hộp Quy cách : Hộp/12 cuộn	Cuộn	90
2	Băng keo hấp chỉ thị nhiệt	Được làm bằng giấy chỉ thị .Vạch chỉ thị màu sẽ chuyển đổi màu sau khi xử lý tiệt trùng từ màu vàng chuyển sang màu đen . Vạch chỉ thị hiện sẵn .Lớp gel vừa đủ Quy cách : 180 cuộn/thùng	Cuộn	3
3	Băng keo cá nhân	Băng cá nhân vải có độ dính cao 2cm x 6cm Quy cách : Hộp/102 miếng	Miếng	1.000
4	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3ml	Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế.Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Phần vỏ bơm kim tiêm được làm từ nhựa PP nguyên sinh, có khả năng chịu được va đập tốt và độ bền cao khi sử dụng. Bơm tiêm 1ml Vinahankook khử trùng bằng khí EO, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm. Thiết kế bơm tiêm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, phần thân bơm tiêm được làm từ chất liệu không màu nên dễ quan sát dung tích của thuốc trong bơm, đặc biệt là những loại dịch thuốc không màu. Dùng để bơm tiêm thuốc dưới da. Quy cách : 01 chiếc/ túi/ hộp: 100 chiếc	Cây	15.000
5	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 5ml	Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế.Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Phần vỏ bơm kim tiêm được làm từ nhựa PP nguyên sinh, có khả năng chịu được va đập tốt và độ bền cao khi sử dụng. Bơm tiêm 1ml Vinahankook khử trùng bằng khí EO, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm. Thiết kế bơm tiêm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, phần thân bơm tiêm được làm từ chất liệu không màu nên dễ quan sát dung tích của thuốc trong bơm, đặc biệt là những loại dịch thuốc không màu. Dùng để bơm tiêm thuốc dưới da. Quy cách : 01 chiếc/ túi/ hộp: 100 chiếc	Cây	1.000
6	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10ml	Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế.Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Phần vỏ bơm kim tiêm được làm từ nhựa PP nguyên sinh, có khả năng chịu được va đập tốt và độ bền cao khi sử dụng. Bơm tiêm 1ml Vinahankook khử trùng bằng khí EO, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm. Thiết kế bơm tiêm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng. Đồng thời, phần thân bơm tiêm được làm từ chất liệu không màu nên dễ quan sát dung tích của thuốc trong bơm, đặc biệt là những loại dịch thuốc không màu. Dùng để bơm tiêm thuốc dưới da. Quy cách : 01 chiếc/ túi/ hộp: 100 chiếc	Cây	100

7	Bowie Dick Test	Bowie-Dick dạng tờ giấy rời có kích thước lớn được in bằng mực chỉ thị hóa học nhạy cảm với hơi nước, không chứa chì Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không: - Khả năng xuyên thấu của hơi nước vào gói đồ - Kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí (hút chân không) của lò hấp -Chu kỳ Bowie-Dick là 3,5 phút ở 134 oC hoặc 4 phút ở 132 oC. Đặc trưng Tờ giấy khổ A4. Màu ban đầu: màu vàng Màu cuối cùng: nâu đậm/đen LƯU Ý: Các vấn đề về loại bỏ không khí hoặc chất lượng hơi nước và độ thâm thấu được chứng minh bằng sự thay đổi màu sắc không đồng nhất của chỉ báo hóa học, với các vùng sáng hơn ở giữa tờ giấy. Bowie& Dick Test sheet tương đương với 00130LF của 3M Quy cách : Hộp: 50 test	Test	100
8	Dây hút nhót số 16 có khóa	• Được thiết kế để loại bỏ các chất nhót được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. • Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. • Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. • Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. • Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. • Size: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. • Chiều dài tiêu chuẩn: 50cm. • Phân loại: dây hút đàm có khóa. Gói/ sợi	Sợi	20
9	Dây thở oxy 2 mũi lớn	• Được sử dụng cho bệnh nhân có lưu lượng oxy thấp. • Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. • Tốc độ dòng chảy cho các ống khoảng 0.5-4 lít mỗi phút. • Chiều dài: 2m • Đóng gói riêng biệt, tiệt trùng. • Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét. Gói: sợi	Sợi	100
10	Dây truyền dịch	• Thích hợp cho truyền dịch để điều trị trong y tế. • Toàn bộ thân dây truyền và buồng nhỏ trong suốt tạo điều kiện dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy. • Dễ dàng điều chỉnh van xả của chất dịch truyền cho dòng chảy chính xác và không hạn chế. • Có chiều dài tiêu chuẩn 180 cm, cổng tiêm thuốc chữ Y. • Đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng. Có kim sẵn, kim cánh bướm. Gói: 1 sợi	Sợi	100
11	Folley 2 nhánh số 16	Dây thông tiểu bằng Silicone cực mềm, êm dịu tạo cảm giác thoải mái dễ chịu trong suốt quá trình tiện dụng, sạch sẽ, dễ dàng sử dụng với mọi đối tượng. - Được tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn CE 0123 - Dây thông tiểu chỉ sử dụng một lần nên rất an toàn và vệ sinh	Sợi	20

12	Gạc đắp vết thương 8*12	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Quy cách: 8cm x 12 cm, Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) Gói: 10 miếng/ Thùng : 50 gói Có gòn	Miếng	1.000
13	Găng khám S	Thành phần chính : -Cao su thiên nhiên . -Chiều dài : 240 mm . -Độ dày lòng bàn tay : $0.22 + 0.05$ mm . -Size XS : $4.6 + 0.5$ g , -Size S : $5.2 + 0.5$ g -Size M : $5.5 + 0.5$ g , -Size L : $6.2 + 0.5$ g . -Tiêu chuẩn ISO 9001 . -Quy cách đóng gói: 500 đôi/thùng	Đôi	15.000
14	Gòn cắt 3x3cm không vô trùng	Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước dạng miếng, kích thước 3cm x 3cm, Đóng gói: 500gram/ gói Loại: không tiệt trùng	Gói	20
15	Khẩu trang y tế	Chỉ tiêu chất lượng BFE, VFE, PEE $\geq$ (80%) Chứng nhận CE Châu Âu Chứng nhận FDA Hoa Kỳ Thông số sản phẩm: Kích thước: 175 x 95 mm Độ dài dây đeo: 165 mm Độ dài thanh nẹp mũi: 100mm (~10mm)	Cái	16.000
16	Ống nghiệm Edta	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1 ml , nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp để thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Ống	3.000
17	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm Heparin Lithium HTM dùng để tách huyết tương sử dụng trong các xét nghiệm sinh hóa. Loại sản phẩm Ống nghiệm kháng đông Heparin Lithium Hoạt chất: Heparin Lithium Thể tích lấy máu: 2ml Màu nắp: Đen Kích thước ống nghiệm: 13 x 75 (mm) Chất liệu ống nghiệm: PP Quy cách 2400 Ống/Thùng	Ống	3.000
18	Gel siêu âm	Thành phần: Carbomer, glycerin, paraben, color, water... Tính chất: Độ nhớt 70,000 cp Vận tốc âm $1.65 \pm .05$ mm/ μ sec Trở kháng âm $1.8 \pm .05$ MRayls pH 6.8 tới 7.3 Gel trong không mùi Công thức gel thân nước Không bọt khí, không cặn, không chất ăn mòn	Lít	5

19	Anios' Clean excel D	6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. làm sạch và khử nhiễm dụng cụ y tế. pH trung tính, tương thích tốt với dụng cụ. Thích hợp với nước cứng. Ngăn hình thành màng biofilm theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5:2005. Diệt vi khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt các chủng vi khuẩn đa kháng như MRSA, ESBL, VRE theo tiêu chuẩn EN 13727+A1 trong 15 phút. Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vacinia theo tiêu chuẩn châu Âu EN 14476 + A1 trong 5 phút. Nồng độ sử dụng 0,5%. chai : 1 lít	Chai	5
20	Germisep 2,5g	Germisep: Dùng để khử khuẩn dụng cụ, khử khuẩn thiết bị y tế và khử khuẩn bề mặt Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram). Acid citric Hộp: 100 viên	Viên	100
21	Dung dịch rửa tay nhanh	Thành phần 75%tt/tt Ethanol 8%tt/tt Isopropanol 0,5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate Hàm lượng phụ gia vừa đủ Quy cách :Chai 500ml/ 20 chai/ thùng Đặc tính của sản phẩm - Phổ diệt khuẩn rộng bao gồm vi khuẩn, nấm, virus kể cả vi khuẩn lao (M. tuberculosis), - Hiệu quả tức thì (30 giây sau khi sử dụng sản phẩm), duy trì trạng thái bảo vệ da tay cho người sử dụng, - Kết hợp các dưỡng chất bảo vệ da tay, tạo cảm giác mềm mại cho da sau thời gian dài sử dụng.	Chai	100
22	Test thử áp suất gói dụng cụ	Chỉ thị hóa học hơi nước 1243 được sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ* Bao gồm một bắc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại. * Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bắc giấy. * Dễ đọc kết quả với thiết kế màu sắc sinh động nhìn thấy được qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT" là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt.* Mặt sau có màu Trắng / Đỏ: Dễ dàng tìm thấy hơn (ngay cả khi bị lật úp trong khay dụng cụ)* Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-1:2014.* Giám sát tất cả 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và áp suất (hơi nước). * Hiệu suất tương quan với một chỉ thị sinh học * Sản phẩm không chứa chì* Khuyến nghị sử dụng bởi AORN 2020 : sử dụng bên trong mỗi gói dụng cụ Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương) Gói : 500 miếng	Miếng	200
23	Đầu cole xanh		cái	4.000
24	Đầu cole vàng		cái	500
25	Cúp nhựa sinh hóa		cái	4.000
Tổng cộng: 25 khoản				